



PRODUKTSPECIFIKATION



Produkt: CEDERROTH ÖGONDUSCH

Referens: 7251, 725200



1. Allmän beskrivning

En bärbar ögondusch som innehåller en steril, buffrad saltlösning. Flaskan är lättöppnad och aktiveras i ett steg genom att vrida om dammskyddet. Den integrerade ögonkoppen hjälper till att hålla ögat öppet under sköljningen och ger ett rikligt flöde utan onödigt spill.

2. Avsedd användning

Cederroth Ögondusch är avsedd att användas vid ögonolyckor på arbetsplatser för att skölja bort främmande partiklar och skadliga ämnen. Cederroths buffrade ögondusch har också en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror. Effekten är generellt starkare för alkalier än för syror.

Cederroth Ögondusch är avsedd att användas så tidigt som möjligt efter att olyckan har inträffat som första hjälpen innan sköljning kan fortsätta vid en fast installerad ögonduschstation eller tills medicinsk hjälp har erhållits. Ögonduschen kan också användas under transport till sjukhus.

Om den skadliga substansen utgörs av syra eller alkali, skölj minst 5-15 min (använd flera flaskor eller fortsatt sköljningen vid en vattenledningskopplad ögondusch-station) och uppsök alltid läkare.

Den hållbara konsumentförpackningen innehåller 2 Cederroth Ögondusch.

3. Teknisk beskrivning

Dimensioner :

Diameter (cm): 6,6
Höjd (cm): 23,5
Fyllningsvolym (ml): 500

Kartong (2 flaskor)

l x b x h (cm): 7 x 14,5 x 24,5

Material

Vätska: Steril, isoton natriumkloridlösning, buffrad med natriumborat till neutralt pH.
Fri från konserveringsmedel.

Flaska: Helförseglad flaska av polypropylen framställd med s.k. Blow-Fill-Seal-teknik.
Ögonkopp i transparent polypropylen.
Dammskydd i grön hårdplast (ABS)



PRODUKTSPECIFIKATION



4. Sterilisering

Steriliseringmetod: Aseptisk fyllning

5. Sammansättning

Konsumentförpackning (725200)

Transportförpackning

<u>Ref#</u>	<u>Product/Material</u>	<u>Antal</u>	Antal konsumentförpackningar
7251	Cederroth Ögondusch	2	i transportförpackning: 6
			Dimensioner (l x b x h) mm: 300 x 235 x 260
			Vikt (kg): 7,8

6. Märkning

Produkt/ Konsumentförpackning

Cederroths adress, telefon- och faxnummer, e-post och URL
Produkt namn, Artikelnummer
Lot-nummer, Utgångsdatum, EAN-kod
Bruksanvisning
Symboler: CE +NB#, STERILE A, DO NOT REUSE, LOT, USE BY, TEMPERATURE LIMITATION

Transportförpackning

Cederroths adress, telefon- och faxnummer, URL
Produktnamn, Artikelnr
Lot-nummer, Utgångsdatum, EAN-kod
Kvantitet
Symboler: CE +NB#, LOT, USE BY, FRAGILE

7. Förvaring

Förvaras mellan +2°C och +40°C i originalförpackningen
Hållbarhetstid: 4,5 år från produktionsdatum.

8. Tillbehör

Följande tillbehör kan användas med produkten men är inte nödvändiga.

7200

Vägghållare för Cederroth Ögondusch



721500

Cederroth Ögonduschstation



790400

Värmeskåp för Cederroth Ögondusch



För organiserad förvaring. Fungerar även som antistöld-system.
Stationen innehåller även plåsterautomat och extra förvaringsutrymme.

Godkännande: